



Âncoras

Catálogo de Produtos

Sartori Implantes

ÍNDICE

Âncoras

AnchorFlex	04
AnchorFix	06
Âncora de Sutura	10


ENTRE EM CONTATO

Fone +55 19 3538.1910
www.sartori.ind.br
comercial@sartori.ind.br

Estrada Municipal | RCL 10. Km 9 | nº13500
Distrito de Ajapi | Rio Claro-SP | Cep: 13508-500

ÂNCORA FLEXÍVEL - ANCHORFLEX

As Âncoras Flexíveis Anchorflex Sartori estão disponíveis nos tamanhos 1.0 Mini, 1.4, 2.3 e 2.5mm. O modelo Anchorflex 1.0mm Mini possui um Aplicador exclusivo, projetado para cirurgias de mão. Os modelos 1.4, 2.3 e 2.5mm possuem três opções de comprimento de aplicador, sendo o aplicador Haste Curta "HC" para cirurgias abertas e com pouca camada de partes moles, o aplicador Standard "STD" para cirurgias com média camada de partes moles e que exigem o auxílio de cânulas guias, e o modelos Haste Longa "HL" para cirurgias com grande camada de partes moles onde são indispensáveis o auxílio de cânulas guias longas, proporcionando ao cirurgião um procedimento cirúrgico preciso, rápido e seguro."



Os modelos comerciais que compõem a família da Âncora Flexível com aplicador descartável são disponibilizados para comercialização unitariamente nas seguintes dimensões:

ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,0MM

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR
0114001-013	01	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	MINI
0114011-013	01	USP#2-0	01	1/2 Circulo 2,0cm	MINI
0114021-213	01	USP#2-0	02	1/2 Circulo 2,0cm	MINI

ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,4MM

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR
0114001-415	01	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114011-415	01	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114021-415	01	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HL
0114031-415	01	USP#2	01	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114041-415	01	USP#2	01	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114061-415	01	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114071-415	01	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114001-423	02	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	STD
0114011-423	02	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	HC
0114021-423	02	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	HL
0114031-423	02	USP#2-0	02	1/2 Circulo 2,0cm	STD
0114041-423	02	USP#2-0	02	1/2 Circulo 2,0cm	HC
0114061-423	02	USP#2-0	04	1/2 Circulo 2,0cm	STD
0114071-423	02	USP#2-0	04	1/2 Circulo 2,0cm	HC

ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,3MM

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR
0114002-325	02	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114012-325	02	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114022-325	02	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HL
0114032-325	02	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114042-325	02	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114062-325	02	USP#2	04	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114072-325	02	USP#2	04	1/2 Circulo 2,5cm	HL

ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,5MM

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR
0114002-535	03	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114012-535	03	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114022-535	03	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HL
0114032-535	03	USP#2	03	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114042-535	03	USP#2	03	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114062-535	03	USP#2	06	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114072-535	03	USP#2	06	1/2 Circulo 2,5cm	HL

A correta seleção dos modelos comerciais e medidas da família da Âncora Flexível com aplicador descartável a serem implantados é responsabilidade do cirurgião que também é responsável pela técnica adotada, devendo este estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado. O êxito do procedimento está ligado à correta seleção, posicionamento e fixação dos dispositivos que é de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais os implantes a serem utilizados. Está vinculado também o rigoroso cumprimento dos cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico responsável.



Estrada Municipal RCL 10. Km 9 | nº135000
Distrito de Ajapi | Rio Claro-SP | Cep:13508-500

+55 19 3538 1910

comercial@sartori.ind.br

www.sartori.ind.br